

40 anni d'esperienza nel massaggio endodermico hanno permesso a STARVAC GROUP di sviluppare una nuova tecnologia brevettata per ottenere il massimo dei risultati.



DXtwin è l'ultimo innovativo strumento professionale presentato da **STARVAC GROUP** per il massaggio endodermico tramite palper-rouler aspirato. Grazie ad un'esperienza di oltre 40 anni nel settore della bellezza e della salute, **STARVAC** ha saputo raggruppare il meglio della tecnologia già esistente aggiungendovi due nuovi brevetti. Il risultato: uno strumento al servizio del trattamento della cellulite e del rimodellamento del corpo estremamente innovativo.

Anche per il viso: **DXtwin** infatti saprà donare un aspetto più vivo e più giovane riducendo rughe e linee di espressione. Tono e incarnato miglioreranno. Tratti cadenti o gonfi verranno ridotti.

DXtwin abbina al palper-rouler automatico, una aspirazione controllata elettronicamente che grazie ai suoi accessori e protocolli di trattamento specifici, permette di eseguire:

- **un'azione lipotica** con stimolazione della lipasi
- **un'azione defibrosante** con distensione delle fibre connettivali
- **un'azione drenante con eliminazione** delle tossine e decongestione del tessuto sottocutaneo
- **uno stimolo del microcircolo** con apporto di maggiore quantità di ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti

euracom

dal 1958

Via dei Pestagalli, 27 - Milano - Info line 02 502970 r.a. - info@starvac.it - www.starvac.it

STARVAC

Beauty & Medical Innovations

Personalizzate il vostro DXtwin



Un colore a vostra scelta

Il Vostro Logo

Inserimento del logo del vostro centro sulla cornice dello schermo



Kit Marketing

- Volantini promozionali
- Schede clienti
- Bloccetto appuntamenti
- Inserzione sito web starvac.it
- Adesivo Centro Autorizzato Starvac
- 2 Poster Starvac



- Dimensioni (h, l, p)
177,5 x 50,8 x 55,5 cm
- Peso: 60 kg
- Alimentazione e Hz
115/230V - 50/60 Hz : 200w

Conforme alla legge 1/90 per l'attività di estetista e alle norme CEI e CENELEC




DXtwin



CERTIFIÉ...

INNOVATION
STARVAC
2
nouveaux
brevets



DXtwin



Votre partenaire
thérapeutique et esthétique

Pilot

IL MANIPOLO

Racchiude i principali comandi di DXtwin permettendo di agire istantaneamente ed in qualsiasi momento durante il trattamento su tutte le zone trattate in base alle esigenze dell'operatore. E' dotato di un attacco sicuro per ogni accessorio e consente il massimo controllo e la padronanza dell'apparecchiatura per un trattamento perfetto.



NEO lift

3 COPPETTE VISO

Dimensioni e forme perfette per trattamenti di precisione (borse sotto gli occhi, cicatrici, smagliature, rughe).




EVO 3D

Action tridimensionnelle

MANIPOLO AD AZIONE TRIDIMENSIONALE

- Nuova ed innovativa testa di trattamento per il massaggio endodermico che utilizza 3 rulli disallineati sia in ampiezza che in altezza, in modo da ottenere una doppia plica cutanea di diverso spessore. I rulli sono rimovibili per una pulizia più efficace.
- La presa tissutale non è mai compressa. Il terzo rullo essendo disallineato, equilibra perfettamente le pressioni esercitate su l'una o l'altra delle pieghe cutanee. L'azione di palper-rouler aumenta dolcemente il processo di lipolisi fisiologico.
- Il rispetto dell'elasticità della pelle durante il massaggio ottimizza lo stimolo delle fibre di elastina, la riprogrammazione del collagene e l'iper vascolarizzazione tissutale, accelerando in particolare i fenomeni di cicatrizzazione dei tessuti connettivi (ustioni, cicatrici) e il rimodellamento della pelle.



NEO cup

3 COPPE CORPO

Utilizzabili sia in modalità statica che dinamica per mobilizzare, sbloccare, drenare e alleviare.



APPLICATION
MAIN LIBRE

EVOsphere

2 COPPE A MANO LIBERA A MOBILIZZAZIONE DOPPIA ASIMMETRICA

- Una vera rivoluzione, EVOsfera crea in maniera automatica una doppia plica cutanea in movimento continuo e asimmetrico. Ideale per la zona dei glutei.
- Le coppe lavorano in profondità sul tessuto connettivo fibroso per la massima efficacia sulla cellulite localizzata. I suoi movimenti progressivi & successivi migliorano la vascolarizzazione e l'eliminazione delle tossine rispettando il tessuto cutaneo.
- Lo spostamento della presa tissutale migliora l'elasticità della pelle, libera le aderenze fra la pelle e i sotto strati. Le zone trattate risultano anche tonificate e rassodate grazie all'azione del movimento asimmetrico.
- L'aspirazione cutanea della doppia plica cutanea aumenta l'iperemia, la temperatura locale e la dilatazione dei pori, favorendo la penetrazione della crema attiva.



Crème amincissante

100% IDROSOLUBILE

Utilizzata per il trattamento della cellulite, facilita il movimento e lo spostamento del manipolo EVO3D scivolando dolcemente sulla pelle del corpo. E' totalmente idrosolubile per una pulizia semplice ed efficace. Migliora il risultato dei trattamenti grazie ai suoi principi attivi di lecitina-cafeina e guaranà.

